

Link do produktu: <https://www.aptekaprima.pl/kompres-sanity-flex-standard-10x26-cm-zelowy-p-76.html>



Kompres Sanity Flex STANDARD 10x26 cm ŻELOWY

Cena **21,50 zł**

Dostępność **Dostępny**

Czas wysyłki **24 godziny**

Numer katalogowy **13805**

Producent **Sanity**

Opis produktu

W komplecie etui z tkaniny z gumką ułatwiające unieruchomienie kompresu w jednym miejscu np. na głowie.

Kompresy są przystosowane do wielokrotnego użytku.

Zastosowanie:

Wskazania do miejscowego leczenia zimnem:

- ostre i przewlekłe schorzenia stawów i kręgosłupa, chroniczne zapalenia wielostawowe, zapalenia kręgow powodujące ankylozę, syndrom Reitera, dna, liszaj rumieniowaty,
- schorzenia zwyrodnieniowe stawów, artroza deformująca, zapalenie wtórne przy artrozie deformującej, okołobarkowe zapalenie stawów,
- schorzenia reumatyczne części miękkich, naderwania ścięgien, zapalenia okołościęgnowe, zapalenia ścięgien,
- zespół kręgosłupa, postrzał, postrzałowa rwa kulszowa, zespół kręgosłupa szyjnego,
- skręcenia, zwichnięcia,
- krwiaki, stłuczenia, obrzęki pourazowe, postrzałowe i pooperacyjne,
- bóle głowy, migrena,
- krwotok z nosa,
- obniżenie temperatury i przeciwbólowo w stanach gorączkowych,
- zapalenia, poparzenia,
- nocne skurcze spastyczne kończyn,
- bóle zęba, zatamowywanie krwotoku po ekstrakcji zęba,
- zapalenia żył.

Leczenie ciepłem:

- chorób reumatycznych (lumbago, ischias, neuralgia, myalgia),
- przykurczów,
- zapaleń mięśni,
- chorób stawów i kręgosłupa,
- zwichnięć, skręceń,
- zaburzeń miesiączkowania.

Stosowanie:

Terapia zimnem

W celu oziębienia należy włożyć kompres do zamrażalnika lodówki lub zamrażarki na dwie godziny. Przy ponownym użyciu, kiedy kompres jest jeszcze zimny, czas zamrażania może być krótszy. Po zamrożeniu należy osuszyć kompres szmatką i przyłożyć na chorą okolicę ciała. Pierwszy zabieg nie powinien trwać dłużej niż 10 minut. Następnie można stopniowo

wydłużać czas kolejnych zabiegów.

Terapia ciepłem

Do terapii ciepłem należy zagrząć kompres w większej ilości wody, najlepiej w temperaturze do 70 stopni Celsjusza. W żadnym wypadku nie wolno dopuścić do wrzenia wody. Po wyjęciu z wody należy kompres osuszyć i położyć na chore miejsce. Wskazania do zabiegów ciepłych są takie same, jak w parafinoterapii.

Po zabiegu kompres nie wymaga stygnięcia. Można go natychmiast ponownie podgrzać i przyłożyć następnemu pacjentowi.