

Link do produktu: <https://www.aptekaprima.pl/inhalator-sanity-alergia-stop-do-pracy-ciaglej-p-67.html>



## Inhalator SANITY Alergia STOP do PRACY CIĄGŁEJ

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Cena             | <b>105,00 zł</b>             |
| Dostępność       | <b>Aktualnie niedostępny</b> |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>            |
| Numer katalogowy | <b>16592</b>                 |
| Producent        | <b>Sanity</b>                |
| Gwarancja        | <b>24 miesiące (2 lata)</b>  |

### Opis produktu

#### **Inhalator kompresorowy SANITY ALERGIA STOP**

**Skuteczne leczenie i oczyszczanie dróg oddechowych dla całej rodziny**

**GWARANCJA 24 miesiące (2 lata)!!!**

#### **Door-To-Door**

**Zasady Door-to-door: Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem producenta.**

**INFOLINIA: 12 271 33 62**

**Wadliwy sprzęt jest odbierany przez kuriera, naprawiany w autoryzowanym punkcie serwisowym, a następnie dostarczany w to samo miejsce. Wszelkie koszty pokrywa serwis producenta.**

#### **ROZWIĄZANIE DLA CAŁEJ RODZINY**

Inhalator Alergia STOP Sanity przeznaczony do terapii inhalacyjnych dla całej rodziny.

Szczególnie polecany w leczeniu alergii.

Wysokiej jakości inhalatory pozwalają na podawanie leków i ich roztworów w celach leczniczych, profilaktycznych oraz diagnostycznych. Dzięki nim możliwe jest bezpośrednie podanie leku poprzez wdychane powietrze do zmienionych chorobowo stref układu oddechowego. Urządzenia te mogą być również stosowane w profilaktyce do inhalacji i nawodnień - szczególnie polecane są dla osób ze skłonnościami do infekcji układu oddechowego.

Podawanie środków farmakologicznych drogą nebulizacji zmniejsza odsetek działań ubocznych w porównaniu z lekami podawanymi doustnie, a stosowanie właściwie dobranej inhalacji poprawia komfort życia osób z przewlekłymi chorobami układu oddechowego, natomiast stosowanie go profilaktycznie u osób zdrowych, przebywających np. w pomieszczeniach zadymionych zmniejsza ryzyko wystąpienia zachorowań.

Szczególnie polecany w leczeniu alergii. Może być także stosowany do leczenia infekcji górnych i dolnych dróg oddechowych, przewlekłego nieżyty nosa i gardła, przeziębienia, schorzeń oskrzeli, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP), alergii, stanów po zapaleniu płuc, nawracającego zapalenia płuc, mukowiscydozy, chronicznego bronchitu, przewlekłego i nawracającego zapalenia oskrzeli oraz stanów pooperacyjnych.

Przeznaczony również do codziennej profilaktyki zdrowych płuc oraz nawilżania i łagodzenia podrażnionego gardła i śluzówki.

Przeznaczony jest do prowadzenia terapii wziewnej w warunkach domowych.

Stosowanie leków zawsze skonsultuj z lekarzem prowadzącym.

Urządzenie zostało zaprojektowane pod kątem łatwości transportu i obsługi oraz jest zalecane do celów atomizowania antybiotyków i leków rozszerzających oskrzela. obudowa z tworzywa sztucznego o wysokiej odporności termicznej odpowiada europejskim przepisom bezpieczeństwa.

Nebulizację (aerozoloterapię) szczególnie zaleca się w leczeniu dróg oddechowych niemowląt i dzieci. Zabieg ten należy do metod nieagresywnych i bezbolesnych, a zarazem wysoce skutecznych. Powinni na to zwrócić uwagę rodzice dbający o komfort oraz bezpieczeństwo swoich pociech.

#### **ZALECANY DO STOSOWANIA:**

- przewlekłe zapalenia i choroby płuc,
- mukowiscydoza (postać płucna),
- stany pozapalne płuc i nawracające zapalenia płuc,
- rozedma płuc,
- przewlekła obstrukcyjna choroba płuc (POChP),
- chroniczny bronchit,
- nadciśnienie tętnicze płuc,
- zapalenie oskrzeli i oskrzelików,
- astma oskrzelowa,
- nieżyt oskrzeli,
- zapalenie tchawicy i krtani, gardła
- ostre i przewlekłe zapalenie nosa i zatok przynosowych,
- stany pooperacyjne np. po resekcji przegrody nosa lub usunięciu polipów,
- nawilżanie i łagodzenie podrażnionego gardła i śluzówki,
- alergiczny nieżyt nosa,
- powiększone migdałki,
- stany wyczerpania głosowego.

#### **DANE TECHNICZNE:**

- Urządzenie medyczne klasy IIa
- Zasilanie: 230V~ /50Hz
- Pobór prądu: 180 VA Max
- Pojemność leku: 10 ml
- Wielkość cząstek aerozolu: od 0,5 µm do 10 µm
- Wartość MMAD: 3 µm
- Głośność: ok. 55 dB
- Ciśnienie kompresora: od 29 psi do 52 psi
- Ciśnienie robocze: od 11,6 psi do 19 psi
- Waga: 1,26 kg / 1,56 kg
- Wymiary: 178 x 156 x 88 mm
- Przepływ powietrza: 4~7 lpm
- Wydajność nebulizacji: >= 0,3 ml/min
- Przepływ roboczy: 5,5 l/min

#### **ZESTAW ZAWIERA:**

- Nebulizator poj. 10 ml
- Maski dla dziecka i osoby dorosłej

- 
- Ustnik
  - Długa rurka powietrzna (1,9 m)
  - 5 filtrów
  - Inhalator kompresorowy z systemem wentylacji