

Link do produktu: <https://www.aptekaprima.pl/termometr-geratherm-rapid-cyfrowy-p-493.html>



TERMOMETR GERATHERM RAPID CYFROWY

Cena	24,00 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	8270
Kod EAN	4018674401555
Producent	Geratherm
Gwarancja	36 miesięcy (3 lata)

Opis produktu

Termometr GERATHERM RAPID

Antyalergiczna końcówka i szybki pomiar

Podczas pomiaru temperatury ciała z wykorzystaniem termometru dotykowego urządzenie ma bezpośredni kontakt z ciałem. W przypadku alergików może to wywołać zmiany na ich ciele, a także w organizmie. Ponadto w przypadku dzieci nieprzyjemności mogą dotyczyć też twardej i nieelastycznej końcówki, która wywołuje dyskomfort podczas pomiaru pod pachą. Elektroniczny termometr Rapid eliminuje wszelkie niedogodności z tym związane. To propozycja dla rodziców, którzy szukają bezpiecznego, antyalergicznego termometru dla swojego dziecka. Posiada on miękką, połączoną końcówkę i jest w 100% wodoodporny. Pomiar wykonywany jest w czasie od 9 do 15 sekund w zależności od jamy ciała. Posiada duży wyświetlacz, ułatwiający odczyt wyniku, a także sygnał dźwiękowy, informujący o zakończeniu pomiaru.

Zalety termometru Rapid

- Antyalergiczna, połączona, miękka końcówka
- Dokładność pomiaru na poziomie +/- 0,1°
- Duży wyświetlacz dla łatwego i szybkiego odczytu wyniku
- Sygnał dźwiękowy po zakończeniu pomiaru
- Pomiar w czasie od 9 do 15 sekund
- Wodoodporny
- Pamięć ostatniego pomiaru dla kontroli zmian
- Uniwersalny, dla całej rodziny

DANE TECHNICZNE

- zakres pomiaru: 32-43,9 ° C
- 3-cyfrowy wyświetlacz
- sygnał audio
- wskaźnik rozładowania baterii
- wymiary zewnętrzne (dł. x szer. x wys.): 12 mm x 24 mm x 135 mm
- certyfikat ISO 13485

INFORMACJE

- szybki pomiar rektalny - do 9 sekund
- duży wyświetlacz LCD
- kolorowa, miękka obudowa
- w 100% bezpieczny, również dla dzieci

- alarm w przypadku gorączki
- w 100% higieniczny
- w 100% bezpieczny
- antyalergiczny czujnik
- połączona końcówka
- wodoszczelny
- łatwy w obsłudze
- pamięć ostatniego pomiaru
- wysoka dokładność pomiaru (+/- 0,1°C)
- wybór skali °C lub °F
- automatyczne wyłączanie (po ok. 9 minutach)
- do pomiarów pod pachą, rektalnych i oralnych – dla całej rodziny

METODY POMIARU

- oralna – w ustach – termometr należy umieścić pod językiem, z prawej lub lewej strony jamy ustnej, przy zamkniętych ustach, oddychamy nosem
- rektalna – odbytnicza – najbardziej dokładny wynik, szczególnie u niemowląt i dzieci, czujnik termometru należy umieścić na głębokość 2-3 cm
- pod pachą

ZESTAW ZAWIERA

- termometr
- przezroczysta osłona
- baterie mikroalkaliczne 192, LR41 1,55 V

Przedstawiciel: Albert Polska Sp. z o.o., Obwodowa 4a, 32-410 Dobczyce